

Standort: Deutschherrnstraße 15-19, 90429 Nürnberg
Hintergrundliste ML

geänderte Parameter
nicht akkreditierte Parameter
nicht mehr durchgeführte Parameter

Untersuchungsgebiet: Klinische Chemie

Stand 24.01.2024 (Reakkreditierung 18.04.2023)
--

Untersuchungsart:
Durchflusszytometrie*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungstechnik	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Titel des Verfahrens	Anweisung/Version	Gerät	Akkreditiert seit	Messtage
großes Blutbild	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung - und -differenzierung Bestimmung zytochemisch-zytometrischer Merkmale Partikelgrößenbestimmung (elektronisch) Partikelzählung (elektronisch) Streulichtanalyse Fluoreszenzintensität	EDTA-Blut	Blutbild	N-KC-SOP-Blutbild XE2100 -19	Sysmex XN 9100	04/2017	arbeitstäglich
kleines Blutbild	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung - und -differenzierung Bestimmung zytochemisch-zytometrischer Merkmale Partikelgrößenbestimmung (elektronisch) Partikelzählung (elektronisch) Streulichtanalyse Fluoreszenzintensität	EDTA-Blut	Blutbild	N-KC-SOP-Blutbild XE2100 -19	Sysmex XN 9100	04/2017	arbeitstäglich
Thrombozyten	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung Partikelzählung, elektronisch (Impedanzmessung)	EDTA-Blut, Thromboexakt-Blut	Blutbild	N-KC-SOP-Blutbild XE2100 -19	Sysmex XN 9100	07/2019	arbeitstäglich
Retikulozyten	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung - und -differenzierung Bestimmung zytochemisch-zytometrischer Merkmale Partikelgrößenbestimmung (elektronisch) Partikelzählung (elektronisch) Streulichtanalyse Fluoreszenzintensität	EDTA-Blut	Blutbild	N-KC-SOP-Blutbild XE2100 -19	Sysmex XN 9100	04/2017	arbeitstäglich
MCV-	Berechnung	EDTA-Blut	Blutbild	N-KC-SOP-Blutbild XE2100 -19	Sysmex XN 9100	07/2019	arbeitstäglich
Hämatokrit	Berechnung (Kumulative Impulshöhensummiierung)	EDTA-Blut	Blutbild	N-KC-SOP-Blutbild XE2100 -19	Sysmex XN 9100	07/2019	arbeitstäglich

Untersuchungsart:
Elektrochemische Untersuchungen*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungstechnik	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Titel des Verfahrens	Anweisung/Version	Gerät	Akkreditiert seit	Messtage
Chlorid	Potentiometrie - ionenselektive Elektroden	Serum, Li-Hep-Plasma	ISE	N-KC-SOP-ISE -7	Cobas 8000 (ISE Neo)	04/2017	arbeitstäglich
Kalium	Potentiometrie - ionenselektive Elektroden	Serum, Li-Hep-Plasma	ISE	N-KC-SOP-ISE -7	Cobas 8000 (ISE Neo)	04/2017	arbeitstäglich
Natrium	Potentiometrie - ionenselektive Elektroden	Serum, Li-Hep-Plasma	ISE	N-KC-SOP-ISE -7	Cobas 8000 (ISE Neo)	04/2017	arbeitstäglich

Untersuchungsart:
Elektrophorese*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungstechnik	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Titel des Verfahrens	Anweisung/Version	Gerät	Akkreditiert seit	Messtage
Serumeiweiße	Kapillarelektrophorese	Serum	Elpho	N-KC-SOP-Elpho - 10	Sysmex V8 Nexus	04/2017	arbeitstäglich
Serumeiweiße (Konzentration auf Basis Gesamteiweiß)	Berechnung	Serum	Elpho	N-KC-SOP-Elpho - 10	Sysmex V8 Nexus	04/2017	arbeitstäglich

Hintergrundliste ML

Untersuchungsart:

Koagulometrie*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungstechnik	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Titel des Verfahrens	Anweisung/Version	Gerät	Akkreditiert seit	Messtage
aPTT	Optische Detektionsverfahren	Citratplasma	aPTT	N-KC-SOP-aPTT - 7	ACL Top 550	04/2017	arbeitstäglich
Prothrombinzeit (Quick, INR)	Optische Detektionsverfahren	Citratplasma	Quick	N-KC-SOP-Quick - 12	ACL Top 550	04/2017	arbeitstäglich
Thrombinzeit	Optische Detektionsverfahren	Citratplasma	TZ	N-KC-SOP-TZ - 11	ACL Top 550	04/2017	arbeitstäglich

geänderte Parameter
nicht akkreditierte Parameter
nicht mehr durchgeführte Parameter

Untersuchungsart:

Ligandenassays*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungstechnik	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Titel des Verfahrens	Anweisung/Version	Gerät	Akkreditiert seit	Messtage
CA 15-3	ECLIA	Serum, Li-Hep-Plasma, EDTA-Plasma	CA 15-3	N-KC-SOP-CA 15-3 - 7	Cobas Pro (e801)	04/2017	arbeitstäglich
CA 19-9	ECLIA	Serum, Li-Hep-Plasma, EDTA-Plasma	CA 19-9	N-KC-SOP-CA 19-9 - 7	Cobas Pro (e801)	04/2017	arbeitstäglich
Calprotectin	CMIA	Stuhl	Calprotectin	N-KC-SOP-Calprotectin - 3	Liaison XL	01/2025	arbeitstäglich
CEA	ECLIA	Serum, Li-Hep-Plasma, EDTA-Plasma, Punktat	CEA	N-KC-SOP-CEA - 8	Cobas Pro (e801)	04/2017	arbeitstäglich
Cortisol	ECLIA	Serum, Li-Hep-Plasma, EDTA-Plasma	Cortisol	N-KC-SOP-Cortisol - 10	Cobas Pro (e801)	07/2019	arbeitstäglich
DHEAS	ECLIA	Serum, Li-Hep-Plasma, EDTA-Plasma	DHEAS	N-KC-SOP-DHEAS - 5	Cobas Pro (e801)	02/2022	arbeitstäglich
Digitoxin	ECLIA	Serum, Li-Hep-Plasma, EDTA-Plasma	Digitoxin	N-KC-SOP-Digitoxin - 9	Cobas Pro (e801)	04/2017	arbeitstäglich
Estradiol	ECLIA	Serum, Li-Hep-Plasma, EDTA-Plasma	Estradiol	N-KC-SOP-Estradiol - 10	Cobas Pro (e801)	04/2017	arbeitstäglich
Folsäure	ECLIA	Serum, Li-Hep-Plasma, EDTA-Plasma	Folsäure	N-KC-SOP-Folsäure - 10	Cobas Pro (e801)	04/2017	arbeitstäglich
fPSA	ECLIA	Serum, Li-Hep-Plasma, EDTA-Plasma	fPSA	N-KC-SOP-fPSA - 9	Cobas Pro (e801)	04/2017	arbeitstäglich
FSH	ECLIA	Serum, Li-Hep-Plasma, EDTA-Plasma	FSH	N-KC-SOP-FSH - 9	Cobas Pro (e801)	04/2017	arbeitstäglich
ft3	ECLIA	Serum, Li-Hep-Plasma, EDTA-Plasma	ft3	N-KC-SOP-ft3 - 8	Cobas Pro (e801)	04/2017	arbeitstäglich
ft4	ECLIA	Serum, Li-Hep-Plasma, EDTA-Plasma	ft4	N-KC-SOP-ft4 - 8	Cobas Pro (e801)	04/2017	arbeitstäglich
HCG	ECLIA	Serum, Li-Hep-Plasma, EDTA-Plasma	hHCG	N-KC-SOP-hHCG - 7	Cobas Pro (e801)	04/2017	arbeitstäglich
LH	ECLIA	Serum, Li-Hep-Plasma, EDTA-Plasma	LH	N-KC-SOP-LH - 7	Cobas Pro (e801)	04/2017	arbeitstäglich
NT-proBNP	ECLIA	Serum, Li-Hep-Plasma, EDTA-Plasma	NT-proBNP	N-KC-SOP-NT-proBNP - 7	Cobas Pro (e801)	02/2022	arbeitstäglich
NT-Procalcitonin	ECLIA	Serum, Li-Hep-Plasma, EDTA-Plasma	PCT quant.	N-KC-SOP-PCT quant. - 7	Cobas Pro (e801)	04/2017	arbeitstäglich
Pankreas-Elastase	CMIA	Stuhl	Elastase	N-KC-SOP-Elastase - 3	Liaison XL	01/2025	arbeitstäglich
Progesteron	ECLIA	Serum, Li-Hep-Plasma, EDTA-Plasma	Progesteron	N-KC-SOP-Progesteron - 8	Cobas Pro (e801)	04/2017	arbeitstäglich
Prolactin	ECLIA	Serum, Li-Hep-Plasma, EDTA-Plasma	Prolaktin	N-KC-SOP-Prolaktin - 8	Cobas Pro (e801)	04/2017	arbeitstäglich
PSA	ECLIA	Serum, Li-Hep-Plasma, EDTA-Plasma	PSA gesamt	N-KC-SOP-PSA gesamt - 10	Cobas Pro (e801)	04/2017	arbeitstäglich
PTH	ECLIA	Serum, Li-Hep-Plasma, EDTA-Plasma	PTH	N-KC-SOP-PTH - 7	Cobas Pro (e801)	04/2017	arbeitstäglich
Quotient PSA/fPSA	Berechnung	Serum, Li-Hep-Plasma, EDTA-Plasma	fPSA	N-KC-SOP-fPSA - 9	Cobas Pro (e801)	04/2017	arbeitstäglich
SHBG	ECLIA	Serum, Li-Hep-Plasma, EDTA-Plasma	SHBG	N-KC-SOP-SHBG - 5	Cobas Pro (e801)	02/2022	arbeitstäglich
Testosteron	ECLIA	Serum, Li-Hep-Plasma, EDTA-Plasma	Testosteron	N-KC-SOP-Testosteron - 8	Cobas Pro (e801)	07/2019	arbeitstäglich
Troponin T	ECLIA	Serum, Li-Hep-Plasma, EDTA-Plasma	Troponin T hs	N-KC-SOP-Troponin T hs - 9	Cobas Pro (e801)	04/2017	arbeitstäglich
TSH	ECLIA	Serum, Li-Hep-Plasma, EDTA-Plasma	TSH	N-KC-SOP-TSH - 6	Cobas Pro (e801)	04/2017	arbeitstäglich
Vitamin B12	ECLIA	Serum, Li-Hep-Plasma, EDTA-Plasma	Vit B12	N-KC-SOP-Vit B12 - 9	Cobas Pro (e801)	04/2017	arbeitstäglich
Vitamin D (25-OH)	CMIA	Serum, Li-Hep-Plasma, EDTA-Plasma	25-OH Vitamin D3-Liaison	N-KC-SOP-25-OH Vitamin D3-Liaison - 5	Liaison XL	04/2017	arbeitstäglich

Hintergrundliste ML

Untersuchungsart:

Mikroskopie*

geänderte Parameter
nicht akkreditierte Parameter
nicht mehr durchgeführte Parameter

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungstechnik	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Titel des Verfahrens	Anweisung/Version	Gerät	Akkreditiert seit	Messtage
Differentialblutbild	Hellfeldmikroskopie nach Anfärbung mittels Farbstoffen	EDTA-Blut	Diff manuell	N-KC-SOP-Diff manuell - 12	Mikroskop AxioLab A1	04/2017	arbeitsfähig
Differentialblutbild	automatisierte Hellfeldmikroskopie nach Anfärbung mittels Farbstoffen	EDTA-Blut	Cellavision	N-KC-SOP-Cellavision - 3	Cellavision	04/2017	arbeitsfähig
Urinsediment	Hellfeldmikroskopie nach Anreicherung + Phasenkontrastmikroskopie	Urin	Urinsediment	N-KC-SOP-Urinsediment - 9	Mikroskop AxioLab A1	04/2017	arbeitsfähig
Urinsediment	Hellfeldmikroskopie ohne Anfärbung (am Automaten)	Urin	Sediment Iris	N-KC-SOP-Sediment Iris - 5	Iris IQ200	04/2017	arbeitsfähig
Zellzahl	Hellfeldmikroskopie Zellzählung in Zählkammern	Punktat, Liquor	Kammerzählung, Verdünnen, Zentrifugieren, Punktat, Liquor	N-KC-SOP-Kammerzählung - 11 N-KC-AA-Verdünnen, Zentrifugieren, Punktat, Liquor-7	Mikroskop AxioLab A1	04/2017	arbeitsfähig

Untersuchungsart:

Spektrometrie (UV-VIS-Photometrie)*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungstechnik	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Titel des Verfahrens	Anweisung/Version	Gerät	Akkreditiert seit	Messtage
Alkalische Phosphatase	VIS-Photometrie	Serum, Li-Hep-Plasma	AK	N-KC-SOP-AK - 10	Cobas Pro (c703)	04/2017	arbeitsfähig
Amylase	VIS-Photometrie	Serum, Li-Hep-Plasma, Punktat	Amy	N-KC-SOP-Amy - 9	Cobas Pro (c703)	04/2017	arbeitsfähig
Bilirubin direkt	VIS-Photometrie	Serum, Li-Hep-Plasma, EDTA-Plasma	Bili dir	N-KC-SOP-Bili dir - 8	Cobas Pro (c703)	04/2017	arbeitsfähig
Bilirubin indirekt	Berechnung	Serum, Li-Hep-Plasma, EDTA-Plasma	Bili indirekt	N-KC-SOP-Bili indirekt-2	Cobas Pro (c703)	04/2017	arbeitsfähig
Bilirubin gesamt	VIS-Photometrie	Serum, Li-Hep-Plasma, EDTA-Plasma	Bili total	N-KC-SOP-Bili total - 11	Cobas Pro (c703)	04/2017	arbeitsfähig
Bilirubin neonatal	VIS-Photometrie	Serum, Li-Hep-Plasma, EDTA-Plasma	Bili total	N-KC-SOP-Bili total - 11	Cobas Pro (c703)	04/2017	arbeitsfähig
Calcium	VIS-Photometrie	Serum, Li-Hep-Plasma, Punktat	Ca	N-KC-SOP-Ca - 7	Cobas Pro (c703)	04/2017	arbeitsfähig
Cholesterin	VIS-Photometrie	Serum, Li-Hep-Plasma, EDTA-Plasma, Punktat	Chol	N-KC-SOP-Chol - 8	Cobas Pro (c703)	04/2017	arbeitsfähig
Cholinesterase	VIS-Photometrie	Serum, Li-Hep-Plasma, EDTA-Plasma	CHE	N-KC-SOP-CHE - 6	Cobas Pro (c703)	04/2017	arbeitsfähig
CK-MB	UV-Photometrie	Serum, EDTA-Plasma	CKMB	N-KC-SOP-CKMB - 7	Cobas Pro (c703)	04/2017	arbeitsfähig
CK-NAC	UV-Photometrie	Serum, EDTA-Plasma	CKNAC	N-KC-SOP-CKNAC - 6	Cobas Pro (c703)	04/2017	arbeitsfähig
Eisen	VIS-Photometrie	Serum, Li-Hep-Plasma	FE	N-KC-SOP-FE - 6	Cobas Pro (c703)	04/2017	arbeitsfähig
Eiweiß gesamt	VIS-Photometrie	Serum, Li-Hep-Plasma, EDTA-Plasma, Punktat	TP	N-KC-SOP-TP - 7	Cobas Pro (c703)	04/2017	arbeitsfähig
GGT	VIS-Photometrie	Serum, Li-Hep-Plasma, EDTA-Plasma	GGT	N-KC-SOP-GGT - 9	Cobas Pro (c703)	04/2017	arbeitsfähig
GLDH	UV-Photometrie	Serum, Li-Hep-Plasma, EDTA-Plasma	GLDH	N-KC-SOP-GLDH - 5	Cobas Pro (c703)	04/2017	arbeitsfähig
Glucose	UV-Photometrie	NaF, Serum, Kapillarblut, Liquor, Li-Hep-Plasma, EDTA-Plasma, Fluorid/Citrat-Blut, Punktat	Glucose	N-KC-SOP-Glucose - 11	Cobas Pro (c703)	04/2017	arbeitsfähig
GOT	UV-Photometrie	Serum, Li-Hep-Plasma, EDTA-Plasma	GOT	N-KC-SOP-GOT - 9	Cobas Pro (c703)	04/2017	arbeitsfähig
GPT	UV-Photometrie	Serum, Li-Hep-Plasma, EDTA-Plasma	GPT	N-KC-SOP-GPT - 8	Cobas Pro (c703)	04/2017	arbeitsfähig
Hämoglobin	VIS-Photometrie	EDTA-Blut	Blutbild	N-KC-SOP-Blutbild XE2100 - 19	Sysmex XN 9100	07/2019	arbeitsfähig
Harnsäure	VIS-Photometrie	Serum, Li-Hep-Plasma, Punktat	HS	N-KC-SOP-HS - 8	Cobas Pro (c703)	04/2017	arbeitsfähig
Harnstoff	UV-Photometrie	Serum, Li-Hep-Plasma, EDTA-Plasma	HST	N-KC-SOP-HST - 7	Cobas Pro (c703)	04/2017	arbeitsfähig
HDL	VIS-Photometrie	Serum, Li-Hep-Plasma	HDL	N-KC-AA-HDL - 8	Cobas Pro (c703)	04/2017	arbeitsfähig
Kreatinin Jaffé	VIS-Photometrie	Serum, Li-Hep-Plasma, EDTA-Plasma	Kreatinin Jaffé	N-KC-SOP-Kreatinin Jaffé - 6	Cobas Pro (c703)	04/2017	arbeitsfähig
Kreatinin, enzymatisch	VIS-Photometrie	Serum, Urin, Li-Hep-Plasma, EDTA-Plasma	Kreatinin enzym	N-KC-SOP-Kreatinin enzym - 8	Cobas Pro (c703)	04/2017	arbeitsfähig
Lactat	VIS-Photometrie	NaF, Liquor	Lactat	N-KC-SOP-Lactat - 7	Cobas Pro (c703)	04/2017	arbeitsfähig
LDH	UV-Photometrie	Serum, Li-Hep-Plasma, Punktat	LDH	N-KC-SOP-LDH - 9	Cobas Pro (c703)	04/2017	arbeitsfähig
LDL	VIS-Photometrie	Serum, Li-Hep-Plasma, EDTA-Plasma	LDL-Mess	N-KC-SOP-LDL-Mess - 9	Cobas Pro (c703)	04/2017	arbeitsfähig
Lipase	VIS-Photometrie	Serum, Li-Hep-Plasma, Punktat	Lipase	N-KC-SOP-Lipase - 12	Cobas Pro (c703)	04/2017	arbeitsfähig
Magnesium	VIS-Photometrie	Serum, Li-Hep-Plasma	Mg	N-KC-SOP-Mg - 9	Cobas Pro (c703)	04/2017	arbeitsfähig
Phosphat	UV-Photometrie	Serum, Li-Hep-Plasma, EDTA-Plasma	Ph	N-KC-SOP-Ph - 7	Cobas Pro (c703)	04/2017	arbeitsfähig
Triglyceride	VIS-Photometrie	Serum, Li-Hep-Plasma, EDTA-Plasma, Punktat	Trigly	N-KC-SOP-Trigly - 7	Cobas Pro (c703)	04/2017	arbeitsfähig
Glucose	UV-Photometrie	Punktat	Glucose	N-KC-SOP-Glucose - 8	Cobas 8000 (c701)		arbeitsfähig
Lactat	VIS-Photometrie	Punktat	Lactat	N-KC-SOP-Lactat - 7	Cobas 8000 (c701)		arbeitsfähig
Blutsenkung	VIS-Photometrie	EDTA-Blut	BKS maschinell	N-KC-SOP-BKS maschinell - 6	Test 1		arbeitsfähig

Hintergrundliste ML

Untersuchungsart:

Spektrometrie (Reflektometrie)*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungstechnik	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Titel des Verfahrens	Anweisung/Version	Gerät	Akkreditiert seit	Messtage
Urinstatus	Reflektometrie	Urin	Urinstreifen	N-KC-SOP-Urinstreifen - 11	Clinitek	04/2017	arbeitstäglich

Untersuchungsart:

Qualitative Untersuchungen (einfache) mit visueller Auswertung*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungstechnik	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Titel des Verfahrens	Anweisung/Version	Gerät	Akkreditiert seit	Messtage
Urinstatus	mit vorausgegangener Farbreaktion	Urin	Urinstreifen	N-KC-SOP-Urinstreifen - 11	manuell	04/2017	arbeitstäglich

Untersuchungsart:

Spektrometrie (Turbidimetrie/Immunturbidimetrie)*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungstechnik	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Titel des Verfahrens	Anweisung/Version	Gerät	Akkreditiert seit	Messtage
Albumin	Immunturbidimetrie	Urin, Punktat	Microalbumin	N-KC-SOP-Microalbumin - 9	Cobas Pro (c703)	04/2017	arbeitstäglich
ß-2-Mikroglobulin	Immunturbidimetrie	Serum, Li-Hep-Plasma, EDTA-Plasma	ß-2-Mikroglobulin	N-KC-BP-ß-2-Mikroglobulin - 4	Cobas Pro (c703)	07/2019	arbeitstäglich
CRP	Immunturbidimetrie	Serum, Li-Hep-Plasma, EDTA-Plasma, Punktat	CRP	N-KC-SOP-CRP - 9	Cobas Pro (c703)	04/2017	arbeitstäglich
Transferrin	Immunturbidimetrie	Serum, Li-Hep-Plasma	TF	N-KC-SOP-TF - 8	Cobas Pro (c703)	04/2017	arbeitstäglich
HbA1c (immunologisch)	Immunturbidimetrie	EDTA-Blut, Kapillarblut	HbA1c immunologisch	N-KC-SOP-HbA1c immunologisch - 6	C 513	07/2019	arbeitstäglich
Eiweiß	Immunturbidimetrie	Liquor, Urin	Eiweiß-Liquor-Urin	N-KC-SOP-Eiweiß-Liquor-Urin - 7	Cobas-8000	07/2019	
D-Dimer	Immunturbidimetrie	Citratplasma	D-Dimer	N-KC-SOP-D-Dimer - 12	ACL Top 550	04/2017	arbeitstäglich
Ferritin	immunologische Turbidimetrie	Serum, Li-Hep-Plasma, EDTA-Plasma	Ferritin	N-KC-SOP-Ferritin - 9	CobasPro (c703)	07/2019	arbeitstäglich
IFOBt	Immunturbidimetrie	Stuhl	IFOBt	N-KC-SOP-IFOBt-1	OC Sensor Ceres		arbeitstäglich

Untersuchungsgebiet: Transfusionsmedizin

Untersuchungsart:

Agglutinationsteste*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungstechnik	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Titel des Verfahrens	Anweisung/Version	Gerät	Akkreditiert seit	Messtage
Antikörpersuchtest	Hämagglutinationstest	EDTA-Blut	AKS, AK Differenzierung	N-SE-SOP-AKS - 9 N-IM-SOP-AK Differenzierung - 8	manuell	04/2017	arbeitstäglich
Blutgruppe	Hämagglutinationstest	EDTA-Blut, Nabelschnurblut	Blutgruppe, BG Kurz	N-SE-SOP-Blutgruppe - 17 N-SE-AA-BG Kurz - 19	manuell	04/2017	arbeitstäglich
Direkter Coombstest (DCT), direkter AHG-Test (DAT)	Hämagglutinationstest	EDTA-Blut	DCT	N-SE-SOP-DCT - 12	manuell	04/2017	arbeitstäglich
Kälteagglutinine	Hämagglutinationstest	EDTA-Blut	Kälteagglutinine	N-SE-SOP-Kälteagglutinine - 9	manuell		arbeitstäglich

Sonstiges außerhalb

Akkreditierung

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungstechnik	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Titel des Verfahrens	Anweisung/Version	Gerät	Akkreditiert seit	Messtage
Kryoglobuline	physikalisch	Serum	Kryoglobuline	N-SE-SOP-Kryoglobuline- 6	manuell		arbeitstäglich

Standort: Deutschherrnstraße 15-19, 90429 Nürnberg

Hintergrundliste ML

geänderte Parameter
nicht akkreditierte Parameter
nicht mehr durchgeführte Parameter

Untersuchungsgebiet: Immunologie

Untersuchungsart:

Ligandenassays*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungstechnik	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Titel des Verfahrens	Anweisung/Version	Gerät	Akkreditiert seit	Messtage
IgE	ECLIA	Serum, Li-Hep-Plasma, EDTA-Plasma	IgE	N-KC-SOP-IgE - 7	Cobas Pro	04/2017	arbeitstäglich
TPO-AK-(MAK)	ECLIA	Serum, Li-Hep-Plasma, EDTA-Plasma	TPO-AK (MAK)	N-KC-SOP-TPO-AK (MAK) - 8	Cobas Pro	07/2019	arbeitstäglich
ATSHR (TRAK)	ECLIA	Serum	TSHR-AK (TRAK)	N-KC-SOP-TSHR-AK (TRAK) - 7	Cobas Pro	07/2019	arbeitstäglich
CCP-AK	ECLIA	Serum	Anti-CCP	N-KC-SOP-Anti-CCP-8	Cobas Pro	07/2019	arbeitstäglich

Untersuchungsart:

Spektrometrie (Turbidimetrie/Immunturbidimetrie)*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungstechnik	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Titel des Verfahrens	Anweisung/Version	Gerät	Akkreditiert seit	Messtage
IgA	Immunturbidimetrie	Serum, Li-Hep-Plasma	IgA	N-KC-SOP-IgA - 11	Cobas Pro	04/2017	arbeitstäglich
IgG	Immunturbidimetrie	Serum, Li-Hep-Plasma, EDTA-Plasma	IgG	N-KC-SOP-IgG - 9	Cobas Pro	04/2017	arbeitstäglich
IgM	Immunturbidimetrie	Serum, Li-Hep-Plasma, EDTA-Plasma	IgM	N-KC-SOP-IgM - 9	Cobas Pro	04/2017	arbeitstäglich
Rheumafaktor	Immunturbidimetrie	Serum, Li-Hep-Plasma, EDTA-Plasma, Punktat	RF	N-KC-SOP-RF - 9	Cobas Pro	04/2017	arbeitstäglich
ASL	Immunturbidimetrie	Serum, Li-Hep-Plasma, EDTA-Plasma	ASL	N-KC-SOP-ASL - 7	Cobas Pro	04/2017	arbeitstäglich

Standort: Deutschherrnstraße 15-19, 90429 Nürnberg
Hintergrundliste ML

geänderte Parameter
nicht akkreditierte Parameter
nicht mehr durchgeführte Parameter

Untersuchungsgebiet: Virologie
Untersuchungsart:
Ligandenassays*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungstechnik	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Titel des Verfahrens	Anweisung/Version	Gerät	Akkreditiert seit	Messtage
Anti-HAV-gesamt	ECLIA	Serum, EDTA-Plasma	HAV-gesamt-AK	N-KC-SOP-HAV-gesamt-AK - 9	Cobas Pro (e801)	04/2017	arbeitstäglich
Anti-HAV-IgM	ECLIA	Serum, Li-Hep-Plasma, EDTA-Plasma	HAV-IgM-AK	N-KC-SOP-HAV-IgM-AK - 8	Cobas Pro (e801)	04/2017	arbeitstäglich
HBs-AG	ECLIA	Serum, Li-Hep-Plasma, EDTA-Plasma	HBsAg	N-KC-SOP-HBsAg - 7	Cobas Pro (e801)	04/2017	arbeitstäglich
Anti-HBc	ECLIA	Serum, Li-Hep-Plasma, EDTA-Plasma	Anti-HBc	N-KC-SOP-Anti-HBc - 7	Cobas Pro (e801)	04/2017	arbeitstäglich
Anti-HBs	ECLIA	Serum, EDTA-Plasma	Anti-HBs	N-KC-SOP-Anti-HBs - 7	Cobas Pro (e801)	04/2017	arbeitstäglich
HCV AK	ECLIA	Serum, Li-Hep-Plasma, EDTA-Plasma	HCV	N-KC-SOP-HCV - 8	Cobas Pro (e801)	04/2017	arbeitstäglich
HIV-AG/AK	ECLIA	Serum, Li-Hep-Plasma, EDTA-Plasma	HIV	N-KC-SOP-HIV - 9	Cobas Pro (e801)	04/2017	arbeitstäglich
VCA-IgM AK	CMIA	Serum, Li-Hep-Plasma, EDTA-Plasma	VCA IgM-AK	N-KC-SOP-VCA IgM-AK - 8	Liason XL	04/2017	arbeitstäglich
VCA-IgG AK	CMIA	Serum, Li-Hep-Plasma, EDTA-Plasma	EBV-AK-ELISA	N-SE-SOP-EBV-AK-ELISA - 7	Liason XL	04/2017	arbeitstäglich
EBNA AK	CMIA	Serum, Li-Hep-Plasma, EDTA-Plasma	EBNA	N-KC-SOP-EBNA - 6	Liason XL	04/2017	arbeitstäglich
Röteln-IgG AK	CMIA	Serum, Li-Hep-Plasma, EDTA-Plasma	Röteln-IgG-AK	N-KC-SOP-Röteln-IgG-AK - 8	Liaison XL	04/2017	arbeitstäglich
Röteln-IgM AK	CMIA	Serum, Li-Hep-Plasma, EDTA-Plasma	Röteln-IgM-AK	N-KC-SOP-Röteln-IgM-AK - 7	Liaison XL	07/2019	arbeitstäglich
CMV-IgG AK	ECLIA	Serum, Li-Hep-Plasma, EDTA-Plasma	CMV-IgG-AK	N-KC-SOP-CMV-IgG-AK - 8	Cobas Pro (e801)	07/2019	arbeitstäglich
CMV-IgM-AK	ECLIA	Serum, Li-Hep-Plasma, EDTA-Plasma	CMV-IgM-AK	N-KC-SOP-CMV-IgM-AK - 5	Cobas Pro (e801)	07/2019	arbeitstäglich
Adenoviren-Ag	ELISA	Stuhl	Adenoviren	N-MB-SOP-Adenoviren—3	DSX	02/2022	

Standort: Deutschherrnstraße 15-19, 90429 Nürnberg

Hintergrundliste ML

geänderte Parameter
nicht akkreditierte Parameter
nicht mehr durchgeführte Parameter

Bereich: Mikrobiologie

Untersuchungsart:

Ligandenassays*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungstechnik	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Titel des Verfahrens	Anweisung/Version	Gerät	Akkreditiert seit	Messtage
Borrelia-IgG AK	CMIA	Serum, Li-Hep-Plasma, EDTA-Plasma	Borrelia-AK-IgG	N-KC-SOP-Borrelia-AK-IgG - 7	Liaison XL	04/2017	arbeitsmäßig
Borrelia-IgM AK	CMIA	Serum, Li-Hep-Plasma, EDTA-Plasma	Borrelia-AK-ELISA	N-SE-SOP-Borrelia-AK-ELISA - 11	Liaison XL	04/2017	arbeitsmäßig
Treponema pallidum-AK	CMIA	Serum, Li-Hep-Plasma, EDTA-Plasma	Syphilis	N-KC-SOP-Syphilis - 10	Liaison XL	04/2017	arbeitsmäßig
Toxoplasma IgG-AK	CMIA	Serum, Li-Hep-Plasma, EDTA-Plasma	Toxo-IgG-AK	N-KC-SOP-Toxo-IgG-AK - 7	Liaison XL	07/2019	arbeitsmäßig
Toxoplasma IgM-AK	CMIA	Serum, Li-Hep-Plasma, EDTA-Plasma	Toxo-IgM-AK	N-KC-SOP-Toxo-IgM-AK - 9	Liaison XL	07/2019	arbeitsmäßig
Campylobacter Ag	ELISA	Stuhl	Campylobacter	N-MB-SOP-Campylobacter - 4	DSX	09/2022	
Clostridium difficile GDH	CMIA	Stuhl	C. difficile GDH	N-KC-SOP-C. difficile GDH - 3	Liaison XL	07/2019	Mo, Mi, Fr
Clostridium difficile Toxin A+B	CMIA	Stuhl	C. difficile Toxin	N-KC-SOP-C. difficile Toxin - 3	Liaison XL	07/2019	Mo, Mi, Fr

Untersuchungsart:

Agglutinationsteste*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungstechnik	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Titel des Verfahrens	Anweisung/Version	Gerät	Akkreditiert seit	Messtage
Serotypisierung von Salmonellen, Shigellen, Yersinien	Partikelagglutination	Reinkulturen	Wellcolex Salmonella, Wellcolex Shigella, Agglutination mono-polyvalente Seren, Agglutination Salmonella	N-MB-SOP-Wellcolex Salmonella - 6 N-MB-SOP-Wellcolex Shigella - 3 N-MB-SOP-Agglutination mono-polyvalente Seren - 6 N-MB-SOP Agglutination Salmonella - 1	manuell	07/2019	arbeitsmäßig
Identifizierung von Streptokokken (Lancefield-Gruppen)	Partikelagglutination	Reinkulturen	STR	N-MB-SOP-STR - 7	manuell	07/2019	arbeitsmäßig
Identifizierung von Staphylococcus aureus	Partikelagglutination	Reinkulturen	Staph-Slides	N-MB-SOP-Staph-Slides - 6	manuell	07/2019	arbeitsmäßig

Hintergrundliste ML

geänderte Parameter
nicht akkreditierte Parameter
nicht mehr durchgeführte Parameter

Untersuchungsart:

Empfindlichkeitstestungen von Bakterien und Pilzen*

Analyt (Messgröße)	Untersuchungstechnik	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Titel des Verfahrens	Anweisung/Version	Gerät	Akkreditiert seit	Messtage
ESBL-produzierende Bakterien	Agardiffusionstest	Reinkulturen	Carbapenemase, Resistenztestung, MRGN-Klassifikation	N-MB-SOP-Carbapenemase - 11 N-MB-SOP-Resistenztestung - 7 N-MB-SOP-MRGN-Klassifikation - 3	manuell	07/2019	arbeitstäglich
schnellwachsende aeroben Bakterien	Bouillondilutionsverfahren als minimale Hemmkonzentration (MHK)/Break-Point, vollmechanisiert	Reinkulturen	MHK+Identi-Vitek 2, MRGN-Klassifikation	N-MB-SOP-MHK+Identi-Vitek 2 - 16 N-MB-SOP-MRGN-Klassifikation - 3	Vitek 2	07/2019	arbeitstäglich
schnellwachsende aeroben Bakterien	Agardiffusionstest	Reinkulturen	Resistenztestung, MRGN-Klassifikation	N-MB-SOP-Resistenztestung - 7 N-MB-SOP-MRGN-Klassifikation - 3	manuell	07/2019	arbeitstäglich
strikt anaeroben Bakterien	Break-Point	Reinkulturen	Resistenztestung	N-MB-SOP-Resistenztestung - 7	manuell	07/2019	arbeitstäglich
schnellwachsende Hefen	Bouillondilutionsverfahren als minimale Hemmkonzentration (MHK)/Break-Point, vollmechanisiert	Reinkulturen	MHK+Identi-Vitek 2, Pilz-Resistenz	N-MB-SOP-MHK+Identi-Vitek 2 - 16 N-MB-SOP-Pilz-Resistenz - 7	Vitek 2	07/2019	arbeitstäglich
microaerophilen Bakterien	Agardiffusionstest	Reinkulturen	Resistenztestung	N-MB-SOP-Resistenztestung - 7	manuell	07/2019	arbeitstäglich
Myc- und Ureaplasmen	Break Point	Reinkulturen	Resistenztestung	N-MB-SOP-Resistenztestung - 7	manuell	07/2019	arbeitstäglich
schnellwachsende aerobe Bakterien	trägergebundener Gradientendiffusionstest (E-Test)	Reinkulturen	Resistenztestung, MRGN-Klassifikation	N-MB-SOP-Resistenztestung - 7 N-MB-SOP-MRGN-Klassifikation - 3	manuell	07/2019	arbeitstäglich

Untersuchungsart:

Keimdifferentenzierung/-identifizierung*

Analyt (Messgröße)	Untersuchungstechnik	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Titel des Verfahrens	Anweisung/Version	Gerät	Akkreditiert seit	Messtage
Keime	massenspektrometrische Erregerdifferentenzierung (MALDI-TOF-MS)	Reinkulturen	GSOP-Vitek MS	N-MB-GSOP-Vitek MS - 6	Vitek MS	07/2019	arbeitstäglich
Hefen und hefeähnliche Pilze	biochemisch aufwändig (Bunte Reihe, Mehrkammerverfahren)	Reinkulturen	Pilze	N-MB-SOP-Pilze - 10	Vitek 2, manuell	07/2019	arbeitstäglich
aerobe grampositive Bakterien	biochemisch aufwändig (Bunte Reihe, Mehrkammerverfahren) biochemisch einfach, biochemisch orientierend	Reinkulturen	GPkOoMRSA, GPST, MRSA	N-MB-SOP-GPKOoMRSA - 14 N-MB-SOP-GPST - 10 N-MB-SOP-MRSA - 14	Vitek 2, manuell	07/2019	arbeitstäglich
aerobe gramnegative Bakterien	biochemisch aufwändig (Bunte Reihe, Mehrkammerverfahren) biochemisch einfach, biochemisch orientierend	Reinkulturen	GNKO, GNSToESBL	N-MB-SOP-GNKO - 7 N-MB-SOP-GNSToESBL - 11	Vitek 2, manuell	07/2019	arbeitstäglich
anaerobe grampositive Bakterien	biochemisch aufwändig (Bunte Reihe, Mehrkammerverfahren) biochemisch einfach, biochemisch orientierend	Reinkulturen	Anaerobier	N-MB-SOP-Anaerobier - 20	Vitek 2, manuell	07/2019	arbeitstäglich
anaerobe gramnegative Bakterien	biochemisch aufwändig (Bunte Reihe, Mehrkammerverfahren) biochemisch einfach, biochemisch orientierend	Reinkulturen	Anaerobier	N-MB-SOP-Anaerobier - 20	Vitek 2, manuell	07/2019	arbeitstäglich
microaerophile Bakterien (grampositiv und gramnegativ)	biochemisch aufwändig (Bunte Reihe, Mehrkammerverfahren) biochemisch einfach, biochemisch orientierend	Reinkulturen	GNKO, GNSToESBL	N-MB-SOP-GNKO - 7 N-MB-SOP-GNSToESBL - 11	Vitek 2, manuell	07/2019	arbeitstäglich

Hintergrundliste ML

Untersuchungsart:
Kulturelle Untersuchungen*

geänderte Parameter
nicht akkreditierte Parameter
nicht mehr durchgeführte Parameter

Analyt (Messgröße)	Untersuchungstechnik	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Titel des Verfahrens	Anweisung/Version	Gerät	Akkreditiert seit	Messlage
Bakterien	Blutkulturverfahren (teilmechanisiert)	mit Vollblut, Punktat, Liquor, Spülflüssigkeit, Gallensekret beimpfte Blutkulturflasche	BactAlert3d, BK-BacTAlert	N-MB-GSOP-BactAlert3d - 7 N-MB-SOP-BK-BacTAlert - 21	BactAlert	07/2019	arbeitstäglich
Hefen und hefeähnliche Pilze	Blutkulturverfahren (teilmechanisiert)	mit Vollblut, Punktat, Liquor, Spülflüssigkeit, Gallensekret beimpfte Blutkulturflasche	BactAlert3d, BK-BacTAlert	N-MB-GSOP-BactAlert3d - 7 N-MB-SOP-BK-BacTAlert - 21	BactAlert	07/2019	arbeitstäglich
Multiresistenter Bakterien (VRE, EBSL, MRGN, MRSA)	spezifisch (selektiv)	Abszess und Wundmaterial, Sekrete, primär sterile Körperflüssigkeiten, Liquor, Material aus dem Urogenitaltrakt, BAL, Abstriche vom Auge, intraoperative Abstriche, respiratorisches Material, Stuhl, Urin, Abstriche der oberen Atemwege, Ohrabstriche, Hautabstriche, Gewebe, Dialysat, Medical Devices vom Patienten	Carbapenemase, VRE, MRSA, MRGN-Klassifikation	N-MB-SOP-Carbapenemase - 11 N-MB-SOP-VRE - 8 N-MB-SOP-MRSA - 14 N-MB-SOP-MRGN-Klassifikation - 3 N-MB-SOP-Resistenztestung - 7	manuell	07/2019	arbeitstäglich
anaerob grampositiv wachsende Bakterien	spezifisch (selektiv), unspezifisch (nicht selektiv), in anaerober Atmosphäre	Abszess und Wundmaterial, Sekrete, primär sterile Körperflüssigkeiten, Liquor, Material aus dem Urogenitaltrakt, BAL, Abstriche vom Auge, intraoperative Abstriche, respiratorisches Material, Stuhl, Urin, Abstriche der oberen Atemwege, Ohrabstriche, Gewebe, Dialysat, Medical Devices vom Patienten (Katheterspitzen, Kontaktlinsen etc.)	Anaerobier	N-MB-SOP-Anaerobier - 20	manuell	07/2019	arbeitstäglich
anaerob gramnegativ wachsende Bakterien	spezifisch (selektiv), unspezifisch (nicht selektiv), in anaerober Atmosphäre	Abszess und Wundmaterial, Sekrete, primär sterile Körperflüssigkeiten, Liquor, Material aus dem Urogenitaltrakt, BAL, Abstriche vom Auge, intraoperative Abstriche, respiratorisches Material, Stuhl, Urin, Abstriche der oberen Atemwege, Ohrabstriche, Gewebe, Dialysat, Medical Devices vom Patienten (Katheterspitzen, Kontaktlinsen etc.)	Anaerobier	N-MB-SOP-Anaerobier - 20	manuell	07/2019	arbeitstäglich
aerob grampositiv wachsende Bakterien	spezifisch (selektiv) unspezifisch (nicht selektiv), in aerober Atmosphäre	Abszess und Wundmaterial, Sekrete, primär sterile Körperflüssigkeiten, Liquor, Material aus dem Urogenitaltrakt, BAL, Abstriche vom Auge, intraoperative Abstriche, respiratorisches Material, Stuhl, Urin, Abstriche der oberen Atemwege, Ohrabstriche, Hautabstriche, Gewebe, Dialysat, Medical Devices vom Patienten (Katheterspitzen, Kontaktlinsen etc.)	GPKOoMRSA, GPST, MRSA	N-MB-SOP-GPKOoMRSA - 14 N-MB-SOP-GPST - 10 N-MB-SOP-MRSA - 14	manuell	07/2019	arbeitstäglich
aerob gramnegativ wachsende Bakterien	spezifisch (selektiv), unspezifisch (nicht selektiv), in aerober Atmosphäre, bei verschiedenen Temperaturen, Kälteanreicherung	Abszess und Wundmaterial, Sekrete, primär sterile Körperflüssigkeiten, Liquor, Material aus dem Urogenitaltrakt, BAL, Abstriche vom Auge, intraoperative Abstriche, respiratorisches Material, Stuhl, Urin, Abstriche der oberen Atemwege, Ohrabstriche, Hautabstriche, Gewebe, Dialysat, Medical Devices vom Patienten (Katheterspitzen, Kontaktlinsen etc.)	GNKO, GNSToESBL	N-MB-SOP-GNKO - 7 N-MB-SOP-GNSToESBL - 11	manuell	07/2019	arbeitstäglich

Schimmelpilzen	spezifisch (selektiv), unspezifisch (nicht selektiv), bei verschiedenen Temperaturen	Abszess und Wundmaterial, Sekrete, primär sterile Körperflüssigkeiten, Liquor, Material aus dem Urogenitaltrakt, BAL, Abstriche vom Auge, intraoperative Abstriche, respiratorisches Material, Stuhl, Urin, Abstriche der oberen Atemwege, Ohrabstriche, Hautabstriche, Gewebe	Pilze	N-MB-SOP-Pilze - 10	manuell	07/2019	arbeitstäglich
Hefen	spezifisch (selektiv), unspezifisch (nicht selektiv), bei verschiedenen Temperaturen	Abszess und Wundmaterial, Sekrete, primär sterile Körperflüssigkeiten, Liquor, Material aus dem Urogenitaltrakt, BAL, Abstriche vom Auge, intraoperative Abstriche, respiratorisches Material, Stuhl, Urin, Abstriche der oberen Atemwege, Ohrabstriche, Hautabstriche	Pilze	N-MB-SOP-Pilze - 10	manuell	07/2019	arbeitstäglich
Ureaplasma/Mycoplasma	spezifisch (selektiv)	primär sterile Körperflüssigkeiten, Material aus dem Urogenitaltrakt, Urin	Mycoplasmen	N-MB-SOP-Mycoplasmen - 11	manuell	07/2019	arbeitstäglich
Antibakterielle Substanzen	Hemmstoffnachweistest	Urin, Punktat, Liquor, BAL	Hemmstofftest	N-MB-SOP-Hemmstofftest - 9	manuell	07/2019	arbeitstäglich
Erreger von Harninfektionen und Atemwegeinfektionen (Gesamtkeimzahl)	Keimzahlbestimmung	Urin, BAL	Urin, Sputum	N-MB-SOP-Urin - 19 N-MB-SOP-Sputum-13	manuell	07/2019	arbeitstäglich

Hintergrundliste ML

Untersuchungsart:

Zellfunktionsteste*

Analyt (Meßgröße)	Analyt (Meßgröße)	Analyt (Meßgröße)	Titel des Verfahrens	Analyt (Meßgröße)	Gerät	Akkreditiert seit	Messtage
Freisetzung von IFN-gamma nach Stimulation mit Antigenen von M. tuberculosis (Quantiferon-TB Gold)	Zytokinfreisetzung, Messung Zytokin mittels CMIA	Li-Hep-Plasma	TBC-Quantiferon	N-KC-SOP-TBC-Quantiferon 4	Liaison XL	09/2022	Mo, Mi, Fr

geänderte Parameter
nicht akkreditierte Parameter
nicht mehr durchgeführte Parameter

Untersuchungsart:

Mikroskopie*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungstechnik	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Titel des Verfahrens	Anweisung/Version	Gerät	Akkreditiert seit	Messtage
Parasiten (Plasmodien, Filarien)	Hellfeldmikroskopie nach Anfärbung mittels Farbstoffen Hellfeldmikroskopie nach Anreicherung, dicker Tropfen	Ausstrich, EDTA-Blut	Wurmeier und Parasiten, Malaria	N-MB-SOP-Wurmeier und Parasiten - 13 N-KC-SOP-Malaria -11	Mikroskop	04/2017	arbeitstäglich
Bakterien und Pilze	Hellfeldmikroskopie nach Anfärbung mittels Farbstoffen	Abszess und Wundmaterial, Sekrete, primär sterile Körperflüssigkeiten, Liquor, Material aus dem Urogenitaltrakt, BAL, Abstriche vom Auge, intraoperative Abstriche, respiratorisches Material, Stuhl, Urin, Abstriche der oberen Atemwege, Ohrabstriche, Hautabstriche, Gewebe	Previ Colour Gram	N-MB-GSOP-Previ Colour Gram - 6	Mikroskop	04/2017	arbeitstäglich
Bakterien und Pilze	Hellfeldmikroskopie ohne Anfärbung	Abszess und Wundmaterial, Sekrete, primär sterile Körperflüssigkeiten, Liquor, Material aus dem Urogenitaltrakt, BAL, Abstriche vom Auge, intraoperative Abstriche, respiratorisches Material, Stuhl, Urin, Abstriche der oberen Atemwege, Ohrabstriche, Hautabstriche	Durchlichtmikroskop	N-MB-GSOP-Durchlichtmikroskop - 4	Mikroskop	04/2017	arbeitstäglich
Helminthen (Cestoden, Nematoden)	Hellfeldmikroskopie ohne Anfärbung	Stuhl, Urin, Abkatsche und Klebestreifen-Objektträger	Wurmeier und Parasiten, Malaria	N-MB-SOP-Wurmeier und Parasiten - 13 N-KC-SOP-Malaria -11	Mikroskop	07/2019	arbeitstäglich
Parasiten	Hellfeldmikroskopie nach Anfärbung mittels Farbstoffen und nach Voranreicherung	Stuhl	Wurmeier und Parasiten, Malaria	N-MB-SOP-Wurmeier und Parasiten - 13 N-KC-SOP-Malaria -11	Mikroskop	04/2017	arbeitstäglich
Trichomonaden	Hellfeldmikroskopie ohne Anfärbung	Urin, Ejakulat, Abstrich (Vaginal, Urogenital, Cervix, Glans penis)	Urin, Urogenital, Trichomonaden	N-MB-SOP-Urin - 19 N-MB-SOP-Urogenital - 6 N-MB-AA-Trichomonaden - 2	Mikroskop	07/2019	arbeitstäglich
Trichomonaden	Phasenkontrastmikroskop	Urin, Ejakulat, Abstrich (Vaginal, Urogenital, Cervix, Glans penis)	Trichomonaden	N-MB-AA-Trichomonaden - 2	Mikroskop		arbeitstäglich
Trichomonaden	Hellfeldmikroskopie nach Anfärbung mittels Farbstoffen	Urin, Ejakulat	Urogenital, Previ Colour Gram	N-MB-SOP-Urogenital - 6 N-MB-GSOP-Previ Colour Gram - 6	Mikroskop	07/2019	arbeitstäglich
Schimmelpilze	Hellfeldmikroskopie ohne und mit Anfärbung mittels Farbstoffen	Abstriche aller Art, respiratorische Materialien	Sputum, Previ Colour Gram	N-MB-SOP-Sputum - 13 N-MB-GSOP-Previ Colour Gram - 6	Mikroskop	07/2019	arbeitstäglich
Ektoparasiten	Hellfeldmikroskopie ohne Anfärbung	Haare, adulte Formen, Hautschuppen	Wurmeier und Parasiten, Malaria	N-MB-SOP-Wurmeier und Parasiten - 13 N-KC-SOP-Malaria -11	Mikroskop	07/2019	arbeitstäglich

Untersuchungsart:

Qualitative Untersuchungen (einfache) mit visueller Auswertung*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungstechnik	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Titel des Verfahrens	Anweisung/Version	Gerät	Akkreditiert seit	Messtage
MRSA	mit vorausgegangener Farbreaktion (PBP2a-Schnelltest)	Reinkulturen	PBP 2a-Test	N-MB-SOP-PBP 2a-Test - 3	manuell	04/2017	arbeitstäglich
Carbapenemase-bildende Bakterien	mit vorausgegangener Farbreaktion (Carbapenemase-Schnelltest)	Reinkulturen	Carbapenemase-Schnelltest, MRGN-Klassifikation	N-MB-SOP-Carbapenemase-Schnelltest - 3 N-MB-SOP-MRGN-Klassifikation - 2	manuell	07/2019	arbeitstäglich
schnellwachsende aerobe Keime	mit vorausgegangener Farbreaktion	Reinkulturen	Cefinase	N-MB-SOP-Cefinase - 6	manuell	07/2019	arbeitstäglich
Plasmodien spec.	mit Hilfe von Reagenzträgern	EDTA-Blut	Malaria-Schnelltest	N-KC-SOP-Malaria-Schnelltest - 3	manuell	12/2022	arbeitstäglich

Untersuchungsart:

Molekularbiologische Untersuchungen (Amplifikationsverfahren)*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungstechnik	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Titel des Verfahrens	Anweisung/Version	Gerät	Akkreditiert seit	Messtage
Chlamydien-trachomatis	TMA	Abstriche, Urin	Chlamydien-/Neisserien-PCR	N-MB-SOP-Chlamydien-/Neisserien-PCR - 2	Panther	09/2023	